

Bunsenbrenner Hebelhahn

Artikel-Nr.: 1040

DIN-DVGW-Reg.-Nr. NG-2211AN0133

- Luftregulierung
- Hebelhahn
- Sparflamme



Ausführungen

Artikel Nr.	Gas
1040	Erdgas
1041	Propan

DIN / Zulassung

Artikel Nr.	Gas
1040/1	Erdgas
1041/1	Propan

Hinweise

DIN-Brenner sind entsprechend der [Norm 30665](#) nicht vollständig abstellbar. Daher brennt auch bei geschlossenem Gashahn bzw. Nadelventil eine kleine Flamme weiter. Die Gaszufuhr muss an der zentralen Absperrung im Labor abgestellt werden.

Mehr über unsere Laborbrenner erfahren Sie [hier](#).

Der im Bild gezeigte Haftfuß ist gegen Aufpreis erhältlich!

Technische Daten

Art.-Nr.	Max. Temp. (°C)	Verbrauch (l/h)	Höhe (mm)	Gewicht (g)
1040	1500	100	155	245
1040/1	1500	100	155	245
1041	1520	55	155	245
1041/1	1520	55	155	245

Art.-Nr.	Rohr Ø	Kopf Ø	Bel. (kg)	DIN	GS	Erdgas	Propan	Haftfuß
1040	14	17	1,10	–	–	+	–	0
1040/1	14	17	1,10	+	+	+	–	0
1041	14	17	1,25	–	–	–	+	0
1041/1	14	17	1,25	+	+	–	+	0