

Bunsenbrenner Doppelhebel

Artikel-Nr.: 1045/1

DIN-DVGW-Reg.-Nr. NG-2211AN0133

- Luftregulierung
- Doppelhebelhahn
- Sparflamme



DIN / Zulassung

Artikel Nr.	Gas
1045/1	Erdgas
1046/1	Propan

Hinweise

DIN-Brenner sind entsprechend der [Norm 30665](#) nicht vollständig abstellbar. Daher brennt auch bei geschlossenem Gashahn bzw. Nadelventil eine kleine Flamme weiter. Die Gaszufuhr muss an der zentralen Absperrung im Labor abgestellt werden.

Mehr über unsere Laborbrenner erfahren Sie [hier](#).

Der im Bild gezeigte Haftfuß ist gegen Aufpreis erhältlich!

Technische Daten

Art.-Nr.	Max. Temp. (°C)	Verbrauch (l/h)	Höhe (mm)	Gewicht (g)
1045/1	1480	90	155	235
1046/1	1500	55	155	235

Art.-Nr.	Rohr Ø	Kopf Ø	Bel. (kg)	DIN	GS	Erdgas	Propan	Haftfuß
1045/1	14	17	1,10	+	+	+	–	0
1046/1	14	17	1,25	+	+	–	+	0