

Gurtklemme

Artikel-Nr.: 2825

Die Gurtklemme dient zur sicheren Fixierung von Bechern, Kolben, Flaschen und anderen Gefäßen auf dem Labortisch. Hierzu wird der Stiel der Gurtklemme mithilfe einer Muffe z.B. an einem Stativstab befestigt. Das zu haltende Gefäß steht auf dem Tisch und wird durch den verstellbaren Gurt gegen Verrutschen oder Umkippen gesichert.

Die Gurtklemme wird insbesondere dann eingesetzt, wenn durch Rührwerke, Schüttler, Vibrationsgeräte oder angeschlossene Schläuche die Gefahr besteht, dass ein Gefäß seine Position verändert. Sie hält das Gefäß zuverlässig an seinem Platz.

- Exzenterverschluss
- Korkeinlage
- für Gefäß-Ø 60 –170 mm
- Stab-Ø 10 mm



Technische Daten

Artikel Nr.	Gewicht
2825	280 g